

Elektrod och batteripaket

Physio Control Lifepak CR Plus

Art nr. 4241

Specifikationer

- Ett par QUIK-PAK elektroder för vuxna
- En CHARGE-PAK laddare
- En urladdare för CHARGE-PAK laddaren



Beskrivning

Elektrod och batteripaket LifePak CR Plus byts alltid samtidigt på LIFEPAK CR Plus. CHARGE-PAK är ett batteri som används för att ladda ett internt batteri i hjärtstartaren, därav att batteriet kallas batteriladdare.

Det kan ta upp till 3 dagar innan hjärtstartaren är redo att användas och upp till 2 veckor innan batteriet är fulladdat. Efter två år eller när hjärtstartaren har använts behöver batteri och elektroder bytas.

Urladdaren används på den gamla batteriladdaren för att det säkert ska kunna kasseras, vilket tar 9 dagar.

Klicka här eller scanna QR-koden för att läsa mer

