

Act Fast Barn - övningsväst för luftvägsstopp

Art nr. 4215

Specifikationer

- Luftväg i genomskinlig plast
- 10 st skumgummiproppar - återanvändbara
- Bärväska i nylon
- Bruksanvisning



Beskrivning

Träna agerande när ett barn har fått luftvägsstopp på ett säkert och realistiskt sätt.

Act Fast barn-övningsväst låter deltagarna öva med verklig kraft, både vid ryggslag och buktryck.

Så fungerar den:

- Placera västen på en deltagare som "satt i halsen".
- Ge ryggslag mot kudden mellan skulderbladen.
- Gör buktryck på västens markerade "+"-tecken.

När trycket utförs med tillräcklig kraft skjuts en skumgummipropp ut ur röret. Det ger ett tydligt tecken på att deltagaren agerat korrekt.

Act Fast gör träningen pedagogisk, säker och engagerande.

Klicka här eller scanna QR-
koden för att läsa mer

